



TECHNISCHES DATENBLATT

FLOWFLEX SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test - 5er Pack

Artikel Nr. 390272

PRODUKTDDETAILS

- Anteriore Nasenabstrichproben
- Ergebnisse nach 15 min.
- Haltbarkeit 24 Monate
- Lagertemperatur: 2-30°C
- Genauigkeit: 98,8 %
- Empfindlichkeit: 97,1%
- Spezifität: 99,5%
- genau und einfach zu verwenden
- zuverlässig
- CE marked

INHALT

- Kit Box
- Steriles Wattestäbchen
- Testkassette
- Extraktionspufferröhrchen
- Packungsbeilage
- Abfallbeutel



HINWEISE

Die Schnelltests zur Eigenanwendung sind ausschliesslich für den nasalen Abstrich validiert und nur dementsprechend anzuwenden. Informationen bezüglich des Einsatzes der Schnelltests finden Sie auf der BAG-Webseite Covid-19-Testung.



Die technischen Daten sind Produktionswerte und können geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer. 27.08.2020

ZERTIFIKATE UND QUALITÄT CE

- CE0123
- EN ISO 13485:2016

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Einheit	Stück
Einheiten pro Verpackung	5 Stück
Design	8 Sprachig (EN/FR/DE/NL/DA/SV/RU/IT)

LIEFERZEIT

2-3 Tage

BESTELLUNGEN / ANFRAGEN

Wir nehmen Ihre Bestellung sehr gerne
via www.covidtest-abo.ch entgegen.



Product Service

ROSENGARTEN-APOTHEKE AG
Poststrasse 1
8303 Bassersdorf
Schweiz

www.covidtest-abo.ch
www.apothekebassersdorf.ch